

stericop – Dosiertabelle

Zur Herstellung einer gebrauchsfertigen Desinfektionsmittel-Lösung. Konzentrat und Wasser ergeben zusammen die Lösungsmenge (z.B. 0,5%ige Lösung auf 8 Liter Wasser = 40 ml + 7,96 Liter Wasser).

Keinen Reiniger ohne Genehmigung zugeben. Verschmutzte Gebrauchslösung nicht wiederverwenden.

	0,25%	0,50%	0,75%	1,00%	1,50%	2%	2,50%
1 Liter	2,5 ml	5 ml	7,5 ml	10 ml	15 ml	20 ml	25 ml
2 Liter	5,0 ml	10 ml	15,0 ml	20 ml	30 ml	40 ml	50 ml
3 Liter	7,5 ml	15 ml	22,5 ml	30 ml	45 ml	60 ml	75 ml
4 Liter	10,0 ml	20 ml	30,0 ml	40 ml	60 ml	80 ml	100 ml
5 Liter	12,5 ml	25 ml	37,5 ml	50 ml	75 ml	100 ml	125 ml
6 Liter	15,0 ml	30 ml	45,0 ml	60 ml	90 ml	120 ml	150 ml
7 Liter	17,5 ml	35 ml	52,5 ml	70 ml	105 ml	140 ml	175 ml
8 Liter	20,0 ml	40 ml	60,0 ml	80 ml	120 ml	160 ml	200 ml
9 Liter	22,5 ml	45 ml	67,5 ml	90 ml	135 ml	180 ml	225 ml
10 Liter	25,0 ml	50 ml	75,0 ml	100 ml	150 ml	200 ml	250 ml
15 Liter	37,5 ml	75 ml	112,5 ml	150 ml	225 ml	300 ml	375 ml
20 Liter	50,0 ml	100 ml	150,0 ml	200 ml	300 ml	400 ml	500 ml